

Oluline ohutusala teave:

Kasutades elektrilisi seadmeid (eriti laste juuresolekul), tuleks kindlasti jälgida järgmisi ohutusala ettevaatusabinõusid.

Palun lugege kõik instruksioonid läbi enne kasutamist!

Ohu vähendamiseks:

- Mitte kasutada seadet märgade kätega;
- Mitte panna laadijat või pillata seda vette või teistesse vedelikesse;
- Seadme kasutamise eluajal kontrollida laadimisjuhet, et sellel poleks defekte;
- Toodet kasutada ainult juhiste järgi ja konsulteerides Hambaravi spetsialistiga;
- Kasutada ainult tootele ettenähtud otsikuid/Tip-e;
- Mitte sisestada tootesse võõrkehi;
- Hoida laadimisjuhe eemal kuumadest pindadest;
- Mitte kasutada seadet õues ja aerosool spreide läheduses;
- Mitte kasutada joodi, soolalahust või vees lahustuvaid õlisid selles tootes. See võib vähendada toote sooritusvõimekust ning lühendada eluiga. Ka põhjustab see garantii katkemise;
- Täida veereservuaar ainult veega või Hambaravi spetsialisti poolt soovitatud vahendiga;
- Toode võib eemaldada hambakaunistused;
- Mitte kasutada kui suus on lahtine haav või haavand.

Toote säilitamine - Peale kasutamist loputada seade 2-3 sekundit ning tühjendada vee reservuaar. Vastupidisel juhul võivad bakterid koguneda järelejäänud vette. Toote välispidised osad võib puhastada pehme riidega või mitte-abrasiivse puhastajaga. Reservuaari võib puhastada seebiveega, kasutades harjakest ning kuivatades reservuaari pikemaks seisma jätmiseks puhta riidega.

Aku ja selle ümberkäitlus - See seade sisaldab liitiumakut. Aku eluaeg lõppedes palume selle viia ähmisselleks mõeldud ümberkäitluse kohta. Aku ei ole asendatav.

Garantii - H2O irrigaatorit parandatakse või vahetatakse välja 24 kuu jooksul peale ostukuupäeva. Kui seade on defektne tootja vea või materjalide tõttu. See garantii ei kata: mitteotstarbelist kasutamist, normaalset kulumist, mis tekib toote kasutamisest. Garantii kehtib ainult autoriseeritud parandajate juures remondiks, kui kasutatakse originaaljupe. Garantii kehtimiseks saada ostetud toode vajadusel tagasi müüjale, kellelt toote ostsid. Garantii saamise kulud tasub ostja.

OLULINE: Ülekuumenemine võib põhjustada masina kasutamise peatamise. Lülitage masin välja, laske sellel jahtuda 2 tundu ja käivitage uuesti.

HOIATUS -Põletuste, elektrilöökidest hoidumiseks, tule või muu ohu vähendamiseks inimesele palun jälgida allolevat:

- Mitte sisestada toodet elektrisüsteemi, mis on erinev juhendis olevast. Vale elektrisüsteem lõpetab garantii ja võib rikkuda seadme;
- Ära kasuta toodet kui laadimisjuhe on katki või see on pistikus, kui see on kukkunud, kahjustatud või olnud kokkupuutes veega;
- Kui toode võetakse lahti ükskõik mis põhjusel, siis garantii ei kehti;
- Mitte lasta irrigaatoriga vett keele alla, kõrva, ninna või mujale delikaatsetesse piirkondadesse. Toode pritsib vett välja surve all ning see võib põhjustada õrnamates piirkondades kahjustusi;
- Kui joogivees on kahjulikke baktereid, siis võivad nad sattuda kohtadesse, kuhu ei peaks, mis omakorda toob kaasa kahjustusi;
- Kui sinu spetsialist on soovitanud enne seadme kasutamist teha antibiootikumide kuur, siis tuleks seda soovitus järgida. Enne seadme kasutamist oleks hea konsulteerida suuhoolduse spetsialistiga või hambaarstiga.
- Laste ja invaliidusega patsientide korral, kasutada kindlasti ainult järelevalve all;
- Lapsi tuleks kasutamisel juhendada, et nad toodet ei lõhuks või sellega ei mängiks;

Hoia instruksioonid alles!

Enne kasutamist laadimine. Seda seadet saab laadida läbi seadmete, millel on 5V USB kaabli võimekus, nagu mobiiltelefon, laptop, USB seinalaadija. Laadimisindikaator vilgub, kui toode laeb – kuni täieliku laadimise lõpetamiseni. Täielik laadimine võtab 3-5h.

Veeservuaari täitmine: Tõsta reservuaari kork üles ning täida reservuaar toasooja kraaniveega. Reservuaari puhastamiseks vajuta reservuaari vabastamise nuppu, eemalda see ning pese hoolikalt.

Tip-ide / otsikute sisestamine masinasse: Sisesta otsik masina käepideme keskel olevasse avasse. Vajuta, kuni kuuled klõpsatust. Otsiku eemaldamiseks vajutage otsikute eemaldamise nupule ning tõmmake vaikselt otsik ära.

Ettevaatust: Mitte vajuta otsiku eemaldamise nupule toote kasutamise ajal.

Tugevuse seadistamine: Sa saad seadistada oma H2O irrigaatori veejoo tugevust, vajutades käepidemel olemvale MODE nupule. Alusta alati madalaimast ning suurenda tugevust kui ei esine ebamugavust.

Peale kasutamist.: Lülita seade välja, eemalda vedelik, mis on reservuaari jäänud.

Otsikute kasutamine:

JET TIP –

Kalluta ennast kraanikausi kohale ja suuna otsik hammastele ning igemetele. Alusta protseduuri valides sobiva MODE / režiimi ning vajuta on/ off nuppu. Hoiu suu mõõdukalt avatuna, et vesi saaks voolata suust välja kraanikaussi. Suuna veejuga igamete poole 90 kraadise nurga all hammaste ning- igemepiiril. Liigu mööda hambarida edasi, peatudes põgusalt igal hambal.

PERIO TIP – aseta perio tip igemepiiri ja hammaste vahelisele alale. Hoiu pehmet otsa 45 kraadise nurga all ja lükka see väga õrnalt igeme ja hamba vahele. Alusta protseduuri kindlasti kõige madalamal režiimil. Otsikut võib kasutada ka hambavahede puhastamiseks. Liigu mööda igemejoont ning masseeri igemeid, et lahus jõuaks kenasti igemetaskutesse ning igemejoone alla.

ORTODONTILINE TIP – kasuta ortodontilist otsa raskesti ligipääsetavates kohtades, et puhastada ja loputada breketite, hambakroonide, sildade ja implantaatide vahesid ja ümbruseid. Alusta tagumisest molaarist. Aseta ots 90 kraadise nurga all igemepiirile. Õrnal liiguta otsa mööda igemepiiri. Liikudes hambast hamba juurde, vajuta õrnalt ümber breketi, et puhastada selle ümbrust. Jäta kuni oled puhastanud kõik breketite ümbrused nii üla kui-alalõual.

KEELEPUHASTUSE OTSIK – Kalluta ennast kraanikausi kohale. Vali kõige madalam režiim. Aseta irrigaator vastu keele tagumist otsa ja tõmba õrnalt seda suunaga keeletipu poole. Korda protseduuri kuni kogu keel on puhastatud. Soovikorral võid režiimi/ tugevust tõsta.

Võimalikud probleemid ja nende lahendus:

Probleem	põhjus	tegevus lahendamiseks
Reservuaar lekib	Kork ei ole sulgetud õigesti	proovi reservuaari korki uuesti sulgeda
madal veesurve	aku on liiga tühi	Lae seadet
	Otsik on ummistunud	vaheta otsik uue vastu
Aku kestab peale laadimist ainult mõned minutid	Aku on läbi	võta ühendust müüjaga
	probleem laadimisjuhtmega	proovi uut laadimisjuhet
	adapter on katki	proovi uut adapterit
Mootor teeb häält, aga vett välja ei tule	Otsik on ummistunud	vaheta otsik uue vastu
	aku on tühi	aktiveeri aku uuesti, laadides see 16h
Toode lõpetas järku töötamise	veevõtu koht on vales asendis või ummistunud	hoia masin sees, vala vesi sisse sealt, kuhu asetad otsikud /tipid
	Ülekuumenemise kaitse võib olla aktiveeritud. (võib juhtuda kui kasutada toodet 5 reservuaari täit vett maksimumvõimsusel)	restardi seade uuesti 2h pärast

Kui seade on jäänud pikemaks ajaks seisma ja käivitamisel otsik ei piserda vett kohe / õigesti, siis võib valada vett aparaati augu kaudu, kuhu käivad TIP-id / otsikud ning vajutada on/off nuppu. Ka sobib kasutada aparaadi puhastamiseks katlakivist nt sidrunhappe lahust. Sidrunhappe pulber lahustada vees. Lahus valada veepaaki ning vajutada on/off nuppu. Lasta paagitäis lahust aparaadist läbi ning seejärel korrata protseduuri juba puhta veega, et aparaat loputada.

Sisend	5V, 1A
Töövõimsus	21W
Veesurve tugevus	40-110psi
laadimisaeg	3-5h
Veekindluse aste	IPX7
Veeresevuaari mahutavus	300ml
Veejoa info	pulseeriv juga
Materjal	ABS - termoplastikpolümeer, PC - polümkarbonaat

Levitaja: Dental Experts OÜ, kadri@coolmint.ee